

Projekteringsråd VENT BioSystem SBr

Dimensioner:(LxBxH)

Styrskåpets dimensioner:

398x300x594 mm

Produktskåpets dimensioner:

398x300x594 mm.

Placering

Styrskåpet monteras på en vägg i ett frostfritt utrymme så nära köket som möjligt samt lättåtkomligt för service.

Produktskåpet placeras under styrskåpet. Produktslang och luftslang måste säkras mot minusgrader i hela sin längd, från styrskåp till storköksventilation.

Installation

VENT BioSystem kan installeras i alla storköksventilationer. VENT BioSystem fungerar utmärkt tillsammans med marknadens samtliga typer av värmeväxlare.

Installation vid nyproduktion

Vid nyinstallation väljs med fördel någon av Bioterias frånluftskåpor i BioHood-serien. Dessa kåpor är vid leverans förberedda för biologisk behandling med VENT BioSystem. Bioterias tekniker installerar och driftsätter VENT BioSystem.

VENT BioMaintenance Program

Genom VENT BioMaintenance Program tar Bioterias utbildade tekniker ansvar för löpande drift och underhåll. Se separat produktblad.

